

Medikamentenschrank bis 20 Bewohner

Die übersichtliche Lagerung von Medikamenten ist ein wichtiger Aspekt der Patientenversorgung. In kleineren Heimen oder auf einzelnen Stationen mit bis zu 20 Bewohnern empfehlen wir die Nutzung eines doppelten ISO-B Schrankes. Die Medikamente können pro Bewohner in Treston Behältern, Wochensystemen oder auch in BlisterBoxen aufbewahrt werden. Mit den Produkten von Wiegand kann jeder Medikamentenschrank individuell auf Ihre Bedürfnisse eingerichtet werden.



bis **20**
Bewohner

Dieses Medikamentenschrankbeispiel ist wie folgt ausgestattet:

- Treston Behälter für die Lagerung von Medikamenten, Salben, Tropfen usw. pro Bewohner. Die hier verwendeten Behälter haben die Masse 186 x 400 x 82 mm (b x h x l) und bieten genügend Platz für allerlei Medikamente.
- Platz für bis zu 20 Wochensets: bestehend aus 1 Wochentablett und 7 Tagesdispensern pro Bewohner zur Lagerung im Medikamentenschrank. Je nach MediDispenser-Typ finden mehr oder weniger Wochensets Platz. Wir beraten Sie diesbezüglich gerne individuell.
- Wir empfehlen einen abschliessbaren Medikamentenkühlschrank mit digitaler Temperaturanzeige.
- Zur Aufbewahrung von Materialien eignen sich die FlexModul Wannen in verschiedenen Höhen, diese können je nach Bedarf mit Unterteilungen versehen werden.
- Die FlexModul Wannen können entweder mit Trägerwänden oder mit Rasterschienen / Vollauszugrahmen im Schrank angebracht werden.
- Der Einbau von Auszugtablaren als zusätzliche Arbeitsflächen, sowie einer Betäubungsmittelschublade zur Lagerung von Medikamenten werden empfohlen.

Wir empfehlen stets abschliessbare Schränke und Medikamentenkühlschränke zu verwenden, um die Sicherheit zu garantieren. Gerne können wir Ihnen verschiedene Schliesssysteme anbieten oder klären ab, ob Ihr bestehendes System oder ein ganz neues System angewendet werden kann.

Schrankeinrichtung und Zubehör

WIEGAND[®] Medikamentenverteilsystem

Das Medikamentenverteilsystem ist eine komplette Lösung für die Vorbereitung, Lagerung und Aufbewahrung der Medikationen für Bewohner und Patienten. Ob Sie zentral, im Wochenzyklus oder täglich richten - das Wiegand System lässt sich genau auf Ihre Arbeitsabläufe anpassen. Die MediDispenser sind in verschiedenen Grössen und Ausführungen erhältlich und bieten für jede Anforderung die passende Lösung.



Im Heim oder auf den Stationen empfehlen wir den Einsatz eines Wochensystems. Vor allem im Langzeittherapiebereich bietet sich dieses System an, da die Medikation sehr regelmässig stattfindet.

Medikamentenlagerung in TRESTON Behältern

Lagern Sie Medikamente und weiteres Material in praktischen Treston Behältern. Je nach Bedarf kann ein Treston Behälter pro Bewohner genutzt werden oder mittels Querteiler unterteilt und für mehrere Bewohner gleichzeitig genutzt werden. Die Treston Behälter lassen sich individuell beschriften, zum Beispiel mit Name, Foto oder Strichcode. Wir bieten Ihnen diverse Beschriftungsvorlagen an, welche Sie kostenlos downloaden können.



FlexModul Wannen und Körbe

Die FlexModul Wannen und Körbe ermöglichen die platzsparende Unterbringung verschiedenster Materialien und Arbeitsutensilien in Ihrem Schrank. Sie lassen sich je nach Bedarf mit diversen Teilern unterteilen. So können Sie Ihr Material übersichtlich und praktisch ordnen und mit Etikettenhaltern beschriften.



Medikamentenkühlschrank

Im Schrankunterbau lassen sich ideal Medikamentenkühlschränke einbauen, um entsprechende Medikamente zu lagern. Wir empfehlen Ihnen auf folgende Kriterien bei der Wahl Ihres Medikamentenkühlschranks zu achten:

- Umluftkühlung
- Abschliessbare, selbstschliessende Kühlschranktür
- Möglichkeit für die Integration in bestehenden Schliessplan
- Elektronische Steuerung mit 1/10°C Digitalanzeige
- Integrierter Datenspeicher für Min / Max Temperaturen
- Akustischer oder optischer Temperaturalarm
- Stromausfall-Alarmmeldung
- Verwendung von Schubladen mit Unterteilungen und Etikettenhaltern



Wir bieten diverse zertifizierte Medikamentenkühlschränke an und beraten Sie bei der Wahl des idealen Gerätes gerne.

WIEGAND klimatisierter Medikamentenlagerschrank

Die klimatischen Veränderungen stellen das Gesundheitswesen vor neue Herausforderungen. Die Raumtemperatur ist für die vorschriftsmässige Lagerung von Arzneimitteln ein zentraler Punkt. Dank dem klimatisierten Medikamentenschrank von Wiegand müssen Sie nicht den gesamten Raum kühlen, sondern können Ihre Medikamente in einem Doppel- oder Dreifachschrank unbedenklich und unter Einhaltung der empfohlenen Temperatur lagern.

